

Die richtige Versorgung? Eine Bauchentscheidung



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

PM-15866

Coloplast AG, Euro-Business-Center, 1, Belgistrasse 1, 6343 Rödter, Tel. 041 799 79 79, Fax 041 799 79 40, swissinfo@coloplast.com
www.coloplast.ch The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2021-03. All rights reserved Coloplast A/S



Coloplast

 Coloplast

Passend zu jeder Anforderung

Mit der BodyFit Technologie® gibt SenSura® Mio Sicherheit bei jeder Körperform und jeder Bewegung.



SenSura® Mio Plan

Für ebenmässige Körperprofile

- › Für ebenmässige Stomaumgebungen
- › Für prominente Stomaanlagen
- › Für Stomata auf Hautniveau, die keine zusätzliche Unterstützung benötigen



SenSura® Mio Convex Light Soft (6 mm tief)

Für nach innen gewölbte und ebenmässige Körperprofile mit speziellem Sicherheitsbedarf

- › Für Stomaumgebungen mit Narben, Falten und anderen Unregelmässigkeiten
- › Für reguläre, prominente Stomata, die zusätzliche Unterstützung benötigen
- › Für Stomata auf Hautniveau und leicht retrahierte Stomata, die weniger Druck benötigen



SenSura® Mio Convex Light (6 mm tief)

Für nach innen gewölbte Körperprofile

- › Für Stomata in Hautfalten oder Narben
- › Für Stomata auf Hautniveau und leicht retrahierte Stomata, die eine bessere und flexiblere Anpassung an die Bauchumgebung benötigen



SenSura® Mio Convex (9 mm tief)

Für tief nach innen gewölbte Körperprofile

- › Für Stomata in tiefen Hautfalten oder Narben
- › Für stark retrahierte Stomata, die eine bessere und flexiblere Anpassung an die Bauchumgebung benötigen



SenSura® Mio Concave

Für nach aussen gewölbte Körperprofile

- › Für Stomaumgebungen mit Bauchrollen, Adipositas oder Hernien
- › Für Stomata über und auf Hautniveau, denen der Stabilitätsring ausreichend Unterstützung bietet

Der kleine Stomabauch-Check

Wie sieht die Stomaumgebung aus?

Patientenaufkleber



Ebenmässig



Nach innen gewölbt



Nach aussen gewölbt

Position der Stomaöffnung?



Position der Stomaöffnung?



Unsere Empfehlung:
Eine **plane** Versorgung für die
Anwendung bei ebenmässigen
Körperprofilen.

Unsere Empfehlung:
Eine **convexe** Versorgung für
die Anwendung bei nach innen
gewölbten Körperprofilen.

Unsere Empfehlung:
Eine **concave** Versorgung für
die Anwendung bei nach aussen
gewölbten Körperprofilen.

SenSura® Mio Plan

SenSura® Mio Convex

SenSura® Mio Concave

Welche Versorgungslösung ist für Ihren Patienten die passende?



Plan, Convex oder Concave?

Der ausführliche Test ist natürlich online durchführbar:
www.coloplast.ch/bodycheck

